

# színezett Medasept

Bőrfertőtlenítőszer

100 ml  
250 ml  
1 liter



## Általános leírás

A MEDASEPT SZÍNEZETT alkoholos hatóanyagokat tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező sebészi bőrfertőtlenítőszer.

A MEDASEPT SZÍNEZETT narancssárga színű, jellegzetes illatú készítmény, amely bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.

## Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), injekciók, punkciók és vérvétel előtti fertőtlenítésre, és műtéti bőrterület fertőtlenítésére használható.

## Tulajdonságok

- Nagyon gyors fertőtlenítést tesz lehetővé
- Aldehydmentes
- Bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt, meggátolja a bőr kirepedezését.
- Jól jelzi a fertőtlenített terület kiterjedését
- Használata mellett steril izoláló fólia felhelyezése lehetséges

## Összetétel

Etanol (83,5 %); bifenil-2-ol (0,05-0,20 g);Benzil-alkohol (0,2-1,2 g) Színezőanyag; Víz

## Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktíváló)
- Tuberkulocid

## Alkalmazási koncentráció és behatási idő

A készítményt töményen, higítatlanul kell alkalmazni

Bőrfertőtlenítés esetén 0,5 perc behatási idő

Műtéti beavatkozás előtt a bőrfertőtlenítés ideje min. 3 perc

(Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc behatási idő)

## A fertőtlenítés végrehajtása

Injekciók, punkciók előtt a bőrfelületet 0,5 perc behatási ideig kezeljük a készítménnyel.

Műtéti beavatkozás előtt a műtéti terület környékét kezeljük a készítménnyel, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A beavatkozás csak ezután, minimálisan 3 perc eltelte után kezdhető.

színezett  
Medasept

# színezett Medasept

## **Figyelmeztetés**

- Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
- Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
- Nyálkahártyákon nem használható!
- Nyílt láng közelében alkalmazni tilos!
- Elektromos eszközt csak teljesen száradást követően szabad alkalmazni!

## **Tárolás, eltarthatóság**

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Szállítási besorolás:** UN 1993 RID/ADR 3 II.

## **Kiszerezés**

- 100 ml (polietilén flakon szórófejjel)
- 250 ml (polietilén flakon szórófejjel)
- 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)

**Engedélyszám:** JKF/11171-4/2016

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.